

## Nieuwe oplossingen voor indicaties met beperkte interdentale ruimte



### Het sterkste implantaat met de kleinste diameter<sup>1</sup>

Het Straumann® Standard Plus Narrow Neck implantaat (endosaal Ø 3,3 mm / prothetisch Ø 3,5 mm) is de beproefde standaard op de markt voor implantaten met een kleine diameter. Het kan nu met een gerust hart worden gebruikt voor een breder scala aan indicaties:

- Enkeltandvervangning, ook in de premolaarregio
- Partieel dentate situaties
- Edentate situaties (drukknop verkrijgbaar als maatproduct)

### Inheeltijd gehalveerd

Het Narrow Neck implantaat is nu ook verkrijgbaar met SLActive, het eerste actieve implantaatoppervlak met hydrofiele eigenschappen. SLActive versnelt het osseoïntegratieproces aanmerkelijk. Het nieuwe oppervlak van Straumann biedt meer zekerheid bij iedere indicatie en een voorspelbaarder verloop van de behandeling.

### Eenvoudig vervaardigen van een tijdelijke voorziening

Met de nieuwe Narrow Neck Temporary Coping kunnen klanten nu chair-side eenvoudig en snel esthetische tijdelijke voorzieningen voor Narrow Neck implantaten maken. Het polymeermateriaal kan gemakkelijk worden aangepast en biedt een veelzijdige basis voor kronen en gecementeerde bruggen, wat ideaal is voor het herstel van de weke delen.

<sup>1</sup>Vergelijkende metingen m.b.t. het ontstaan van metaalmoeheid van implantaten met een kleine diameter volgens ISO 14801