

De nieuwe generatie op het gebied van boortechnologie



Straumann® Twist Drill PRO Ø 4,2 mm

Een zorgvuldige voorbereiding van het operatieterrein is van groot belang voor het verkrijgen van een hoge primaire stabiliteit voor de implantatie. Voor een optimale voorbereiding van het implantaatbed moeten boren met een grote diameter bijzonder nauwkeurig worden gehanteerd.

Wij hebben de Twist Drill PRO Ø 4,2 mm ontwikkeld om over-preparatie van het osteotomieterrein te verhinderen. Door het platte uiteinde met de afgeronde punt kan de boor nauwkeurig in het implantaatbed worden gepositioneerd en gecentreerd. De gedefinieerde richting wordt gedurende het gehele boorproces gehandhaafd. De Twist Drill PRO Ø 4,2 mm is verkrijgbaar in een korte en een lange versie.